

Procédure de réutilisation des protections oculaires (visière ou lunette de protection)

**ATTENTION : LES LUNETTES DE VUE NE SONT PAS CONSIDÉRÉES
COMME UNE PROTECTION OCULAIRE SÉCURITAIRE.**

PROCÉDURE DE RÉUTILISATION

ÉTAPE PRÉPARATOIRE

Préparer le sachet en plastique où la visière se trouvait ou préparer un sac transparent de style « Ziploc » et mettre un collant avec votre nom pour l'identifier.



PROCÉDURE DU RETRAIT DE LA VISIÈRE OU DE LA LUNETTE DE PROTECTION

ÉTAPE 1

Retirer la protection oculaire et la déposer sur une surface souillée.

Procéder à l'hygiène des mains et mettre les gants.

Nettoyer l'**intérieur** avec le 1^{er} côté de la lingette désinfectante puis l'**extérieur** avec l'autre côté de la lingette.

* Respecter le temps de contact du produit utilisé pour la désinfection avant de reprendre la protection oculaire.



ÉTAPE 2

Déposer la protection oculaire sur une surface propre*, laisser sécher.

Retirer les gants et procéder à l'hygiène des mains.

* Respecter le temps de contact du produit utilisé pour la désinfection avant de reprendre la protection oculaire.



ÉTAPE 3

Une fois le temps de contact du produit respecté, mettre la visière dans le sac en plastique.

* Si la visibilité de la visière ou de la protection oculaire est compromise par le produit désinfectant, rincer la visière avec de l'eau du robinet et laissez sécher avant de mettre dans le sac.



ÉTAPE 4

Déposer la protection oculaire dans le bac identifié à cet effet ou à l'endroit désigné selon le milieu à la fin de votre quart de travail.

